



# SonnenLand

## 4D HIFU VMAX

### HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND

4D HIFU V MAX ES UN TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL, AL COMBINAR 4D LINE Y PEN PARA TRATAR LA CARA, EL ÁREA DEL CUELLO Y EL CUERPO

4D HIFU V MAX es la última tecnología en ultrasonidos focalizados de alta intensidad para el estiramiento no quirúrgico de la piel y reducción de grasa localizada que utiliza energía ultrasónica

#### USO PREVISTO

HIFU V MAX es la última tecnología para el estiramiento no quirúrgico de la piel y reducción de grasa localizada que utiliza energía ultrasónica. A diferencia de los láser, la radiofrecuencia, la cirugía y otros procedimientos cosméticos, 4D HIFU V MAX emite ultrasonidos controlados que impactan directamente en los adipocitos internos, con la temperatura e intensidad seleccionadas, sin alterar la superficie de la piel.

Los ultrasonidos focalizados causan micro lesiones que dan como resultado el aumento de la producción de colágeno y la descomposición de las células grasas, al mismo tiempo que se produce la reafirmación y estiramiento de la piel.

#### VENTAJAS

- ✓ Resultados evidentes a corto plazo.
- ✓ Protocolos innovadores, seguros y de alta precisión.
- ✓ Tratamientos faciales y corporales.
- ✓ Tratamientos rápidos.
- ✓ Sin tiempo de recuperación.
- ✓ Más económico que la cirugía.
- ✓ Sin sangrado.
- ✓ No invasivo. No ablativo.
- ✓ Puede usarse en cualquier tipo de piel, sin causar lesiones ni molestias.
- ✓ No es fotosensibilizante, así que puede aplicarse en cualquier época del año.
- ✓ No daña tejidos adyacentes a la zona tratada.
- ✓ Ofrece mejores resultados que la radiofrecuencia, pues mejora la piel a largo plazo y trabaja en cada uno de sus estratos.
- ✓ Da resultados muy similares a los ofrecidos por procedimientos quirúrgicos, puesto que puede eliminar arrugas en ojos, boca y frente de manera natural.
- ✓ Minimiza las marcas de expresión que denotan envejecimiento, debido a la regeneración de colágeno y elastina.
- ✓ Destruye de forma definitiva los adipocitos, por lo que elimina grasa permanente en abdomen, brazos, glúteos, piernas y cintura, previendo, además, la flacidez en el contorno corporal.

CONSUMIBLES SIN



### Indicaciones:

- ✓ Eliminar grasa de cara y papada.
- ✓ Tensado de la piel.
- ✓ Mejoría del contorno del óvalo facial.
- ✓ Incremento en la densidad del tejido.
- ✓ Atenuación de arrugas.
- ✓ Reducción de depósitos grasos, tanto corporales como faciales (HIFU en papada).
- ✓ Rejuvenecimiento facial que preserve la naturalidad de los rasgos
- ✓ Retraso en la aparición de los primeros signos de la edad.
- ✓ Prolongación de los resultados obtenidos con intervenciones quirúrgicas estéticas previas.
- ✓ Minimiza hiperpigmentaciones.
- ✓ Reducir adiposidad en abdomen, piernas, flancos, trocánteres, nalgas, brazos y tensar la piel que presenta flacidez.
- ✓ Personas con flacidez de piel leve o moderada, en un rango etario de 30 a 60 años.
- ✓ Pacientes con mayor grado de flacidez que no quieren o no pueden recurrir a una cirugía.
- ✓ Individuos con las cejas caídas, flacidez en las mejillas, región mandibular y cuello.



### Zonas aptas para el tratamiento

#### Facial

- Contorno del óvalo.
- Papada.
- Patas de gallo.
- Cuello y escote.
- Frente.
- Mejillas.
- Bolsas y ojeras.
- Labio superior.

#### Corporal

- Espalda.
- Piernas.
- Abdomen.
- Glúteos.
- Antebrazos.
- Trocánteres.
- Cintura.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Pantalla</b>	15' color
<b>Cartuchos</b>	4MHZ, 7MHZ
aplicador corporal .	3,00 mm/4,5mm
aplicador facial	1,5 mm/3,0mm/4,5mm
<b>Vida útil hifu corporal</b>	68000 disparos
<b>Vida útil hifu facial</b>	10000 disparos
<b>Medidas</b>	20x45x54
<b>Peso</b>	11kgr aprox
<b>Potencia</b>	AC110v - 240v / 50HZ/60HZ
<b>HIFU 3,5mm / 4,5mm:</b>	Longitud - 5 -25mm Ancho - 0-11, 12 líneas Intervalo - 1,0 - 5,0 Potencia (J) - 0,2 - 3,0
<b>Vmax</b>	1,5mm / 3,0mm /4,5mm
<b>Potencia</b>	1-8 J
<b>Frecuencia</b>	1 - 8 HZ