



SonnenLand

OXYDOME

FOTOBIMODULACIÓN LED CON OXÍGENO PURO

TERAPIA LED CON OXÍGENO PURO

El OXYDOME combina oxígeno de alta concentración y grado médico con la fotobiomodulación LED en el interior de una cúpula. Previene el envejecimiento de la piel causado por el oxígeno activo y las sustancias tóxicas, regenera las células dañadas, mejora el sistema inmunológico y aporta vitalidad a la piel.

Con un 95% de oxígeno puro, el tratamiento facial con oxígeno es un tratamiento no invasivo que deja la piel tersa, tonificada, uniforme y brillante. Usando pulsos de alta presión, el oxígeno puro y los sueros se introducen en las capas profundas de la piel. La unidad completa incluye generador de oxígeno, pistola pulverizadora, inyector de oxígeno y cúpula LED.

BENEFICIOS

El oxígeno puro combinado con la emisión de los 7 colores LED puede ayudar a solucionar cualquier problema de la piel, incluido el acné, las líneas de expresión, las arrugas, la flacidez y el tono desigual de la piel. Es particularmente efectivo contra el acné, incluso para el acné quístico, ya que el oxígeno es naturalmente antibacteriano y combinado con la luz azul puede promover una curación rápida. El generador de oxígeno es ideal para acelerar la curación después de microdermoabrasiones, tratamientos con láser y también es útil para acelerar el crecimiento del cabello.

PANEL DE CONTROL

Time: Ajusta el tiempo de uso para cada tratamiento. Desde 10 minutos, hasta un máximo de 90 minutos.

Jet: Enciende y apaga la función de pulverización de oxígeno.

Injection: Enciende y apaga la función de Inyección de oxígeno.

Dome: Inicia la función Cúpula con oxígeno y terapia foto dinámica LED.

LEDs: Ajusta el LED al color indicado para cada tratamiento según sus necesidades: rojo, azul, verde, amarillo, púrpura, cian y blanco.



Inyector de oxígeno



Pistola pulverizadora

FOTOTERAPIA LED

Tipo de luz LED	Función
● Roja 605 – 700nm	Estimula la producción de colágeno, reduce la inflamación de la piel, mejora la circulación sanguínea de la piel y cicatriza heridas.
● Verde 500 – 560nm	Reduce la hiperpigmentación, produce un efecto calmante y relajante, mejora la circulación sanguínea y rejuvenece la piel.
● Azul 450 – 480nm	Acción bactericida, tratamiento del acné, reducción de la inflamación de la piel, control de la producción de sebo y mejora la apariencia de la piel.
● Amarilla 560 – 580nm	Reduce la inflamación, especialmente indicada para rosácea y dermatitis, estimula la producción de colágeno, mejora la circulación sanguínea de la piel, reduce la apariencia de manchas y alivia a la piel del estrés y la tensión.
● Violeta 400 – 435nm	Combina el efecto de las luces ●●: Acción bactericida, tratamiento para la hiperpigmentación, estimula la producción de colágeno, mejora la textura de la piel y reduce su inflamación.
● Cian 560 – 580nm	Combina el efecto de las luces ●●: Propiedades antiinflamatorias, mejora la circulación sanguínea, efecto calmante, refrescante y despigmentante en la piel.
○ Blanca 480 – 490nm	Combina el efecto de las luces ●●●: Mejora la textura y aclaramiento de la piel, estimula la producción de colágeno y mejora su luminosidad y brillo.

TERAPIA DE OXÍGENO CON LED

El OXYDOME puede utilizarse para múltiples programas de belleza, con resultados notables y una alta tasa de éxito. La rutina de infusión de oxígeno generalmente tiene 6 partes:

- Limpieza
- Tratamiento de hidratación con oxígeno
- Inyección de oxígeno
- Terapia LED
- Tratamiento con mascarilla nutritiva
- Cuidado del pelo y cuero cabelludo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pureza Oxígeno:	≥ 93%±3 (V/V)
Caudal:	1-5L/min
Voltaje:	AC220V±22V,50Hz
Presión de salida:	100kPa~150kPa
Nivel de sonido:	≤ 45db
Consumo de energía:	300 W
Peso:	22kg



ANTI-ACNÉ




ANTI-ARRUGAS



EQUILIBRA LA PIEL



MARCAS DE ACNÉ



AUMENTA LA INMUNIDAD



REALFIRMA Y TENSA LA PIEL



PROMUEVE EL METABOLISMO

OXYDOME
FOTOBIMODULACIÓN
LED CON OXÍGENO PURO